

REFORME DES PRODUITS DE CONTRASTE

Club Pharmacie FHP MCO
23 mai 2024




Des Produits de Contraste, et aussi...

- + PDC : Médicaments : fin du monopole pharmaceutique
> non captif



- + DM consommables : set patient + set journalier
> captif



- + Injecteurs : MAD > achat



Statistiques injections/forfaits techniques

+ Statistiques issus de l'enquête adhérent

- **IRM**

- 25% d'injection
- Volume moyen injecté ~ 15ml

- **Scanner**

- 40% d'injection
- Volume moyen injecté ~ 85ml



Changements organisationnels

- + Impact de la logistique : augmentation du nombre de points de livraison > évolution des minima de commande
- + Centres d'imagerie sans PUI : création d'un compte client spécifique > désignation d'un médecin responsable
- + Clarification des organisations pour les EML partagés (GIE, GCS, Public/privé...)
- + Administration multi-patients



Administration multi-patient

- + Déjà en place dans de nombreux pays européens


- + Enregistrement de nouvelles AMM conjointement à la réforme > formats de grands volumes pour les produits iodés (500ml...) et les produits gadolinés (60ml...)

- + Avantages du multi-patient :
 - Utilisation complète des flacons = pas de reliquats rejetés
> gain économique et environnemental
 - Moins de manipulations
> gain de temps




Administration multi-patient

- + Contraintes du multi-patient : conditions d'utilisation décrites via les AMM de chaque spécialité
 - Injecteur automatique agréé
 - Le bouchon du flacon doit être percé une seule fois
 - Ligne patient changée à chaque patient
 - Après la durée de stabilité (12-24h), le PDC non utilisé doit être jeté



Importance du choix des injecteurs (multi-patient)



Utilisation pour les scanners +++



Evolution des offres de marché

Produits de contraste

PUI

Consommables pour injecteurs

PUI + centres
d'imagerie

Produits de contraste +
consommables + injecteurs

PUI + centres
d'imagerie



Chronologie du nouveau marché



Réception
des réponses



Août 2023

Sept.

Oct.-Janv.

Fév. 2024

Envoi de l'AO



Négociations

Référencement

Etapes de négociation et de référencement

- + Enquête et recensement des besoins et des volumes
- + Constitution d'un groupe de travail :
 - Pharmacien
 - Directeur d'établissement
 - Ingénieur ou responsable technique
 - Radiologue ou manipulateur radio
- + Modélisation du BUDGET d'un centre / PUI
- + Réunions de négociation avec les fournisseurs
- + Référencement : 2 fournisseurs par famille à l'exception des produits avec indications spécifiques.



Produits de contraste non radiés

+ Produits iodés de petits volumes < 50ml

BAYER HEALTHCAR	ULTRAVIST 300 INJ FV20ML BT 1
BAYER HEALTHCAR	ULTRAVIST 370 INJ FV20ML BT 1
BRACCO IMAGING	IOMERON 300MG INJ FV20ML BT 1
BRACCO IMAGING	IOMERON 350MG INJ FV20ML BT 1
BRACCO IMAGING	IOPAMIRON 200 INJ FL10ML BT 1
BRACCO IMAGING	IOPAMIRON 200 INJ FL15ML BT 1
BRACCO IMAGING	IOPAMIRON 300MG INJ FL10ML BT 1
BRACCO IMAGING	IOPAMIRON 370MG INJ FL20ML BT 1
GE HEALTHCARE	OMNIPAQUE 180MG INJ FV10ML BT 1
GE HEALTHCARE	OMNIPAQUE 300MG INJ FV10ML BT 1
GE HEALTHCARE	OMNIPAQUE 350MG IV FV20ML BT 1
GE HEALTHCARE	VISIPAQUE 270MG INJ FV20ML BT 1
GE HEALTHCARE	VISIPAQUE 320MG INJ FV20ML BT 1
GE HEALTHCARE SA	IVEPAQUE 250 MG I/ML (IOPENTOL) 1 BOITE DE 1, 20 M
GE HEALTHCARE SA	IVEPAQUE 300 MG I/ML (IOPENTOL) 1 BOITE DE 1, 20 M
GE HEALTHCARE SAS	OMNIPAQUE 240 mg iode/ml (iohexol), solution injectable, 20 ml en flacon (B/1)
GE HEALTHCARE SAS	OMNIPAQUE 300 mg iode/ml (iohexol), solution injectable, 10 ml en flacon polypropylène (B/1)

GE HEALTHCARE SAS	OMNIPAQUE 350 mg iode/ml (iohexol), solution injectable, 20 ml en flacon polypropylène (B/1)
GE HEALTHCARE SAS	VISIPAQUE 270 mg d'I/ml (iodixanol), solution injectable, 10 ml en flacon (polypropylène) B/1
GE HEALTHCARE SAS	VISIPAQUE 270 mg d'I/ml (iodixanol), solution injectable, 20 ml en flacon (polypropylène) B/1
GE HEALTHCARE SAS	VISIPAQUE 320 mg d'I/ml (iodixanol), solution injectable, 10 ml en flacon (polypropylène) B/1
GE HEALTHCARE SAS	VISIPAQUE 320 mg d'I/ml (iodixanol), solution injectable, 20 ml en flacon (polypropylène) B/1
GUERBET	XENETIX 300 INJ FV20/20ML BT 1
GUERBET	XENETIX 300 INJ FV30/20ML BT 1
GUERBET	XENETIX 350 INJ FV20/20ML BT 1
GUERBET	XENETIX 350 INJ FV30/20ML BT 1



Produits de contraste non radiés

+ Autres produits non radiés

BAYER HEALTHCAR	GASTROGRAFINE ORAL RECT FL100ML BT 1
BAYER HEALTHCAR	RADIOSELECTAN URIN. 30% INJ FL250ML BT 1
BRACCO IMAGING	IOMERON 150MG INJ FV250ML BT 1
GUERBET	TELEBRIX GASTRO 300 FV100ML BT 1
GUERBET	ARTIREM 0,0025 mmol/ml (acide gadotérique), solution injectable en flacon verre (B/1)
GUERBET	ARTIREM INJ SRG20ML BT 1



Questions

